



Hospital São Paulo
SPDM – Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina
Hospital Universitário da UNIFESP

Sistema de Gestão da Qualidade

PROCOLO: Transporte seguro

MACROPROCESSO: Assistência

PROCESSO GERAL: Atendimento Multiprofissional

PROCESSO ESPECÍFICO: Unidade de Terapia Intensiva Adulto

SUBPROCESSO (último nível): Unidade de Terapia Intensiva Adulto

DESCRITOR: Transporte seguro

Página: 1/4 Revisão: novembro 2022 Emissão: agosto 2017 Indexação:

1. OBJETIVO

O presente protocolo tem por objetivo garantir o transporte seguro de pacientes internados na UTI entre os leitos da UTI ou para realização de procedimentos em outros ambientes do hospital .

2. RESPONSABILIDADES

Médico:

- avaliar se o paciente encontra-se em condição clínica segura para realização do transporte; avaliar se o método de ventilação escolhido para o transporte está adequado para aquele paciente; estabilizar e adequar sedação do paciente antes de iniciado o transporte.
- Informar ao enfermeiro possíveis drogas de infusão contínua que devem ser transportada em bomba de infusão ;
- Checar a monitorização correta do paciente durante o transporte e retorno à UTI;
- Levar a maleta de transporte durante todo o processo.

Enfermeiro e técnico de enfermagem:


- Informar ao médico o horário do procedimento;
- Entrar em contato com o setor de realização do exame/procedimento imediatamente antes da saída da UTI;
- Assegurar acesso rápido ao elevador;
- Iniciar o transporte mediante acompanhamento do médico;
- Manter o paciente com monitorização indicada pelo médico durante todo o transporte e estar atento a alterações; cuidar dos dispositivos e cateteres do paciente.

Elaborado por:

ELABORAÇÃO (desta versão)

Revisado por:

Aprovado por:



Prof. Dra. Flávia Ribeiro Machado
Chefe do Setor de Terapia Intensiva
Disciplina de Anestesiologia, Dor e Medicina
Intensiva do Departamento de Cirurgia
Hospital São Paulo / UNIFESP



Hospital São Paulo
SPDM – Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina
Hospital Universitário da UNIFESP

Sistema de Gestão da Qualidade

PROTOCOLO: Transporte seguro

MACROPROCESSO: Assistência

PROCESSO GERAL: Atendimento Multiprofissional

PROCESSO ESPECÍFICO: Unidade de Terapia Intensiva Adulto

SUBPROCESSO (último nível): Unidade de Terapia Intensiva Adulto

DESCRIPTOR: Transporte seguro

Página: 2/4 Revisão: novembro 2022 Emissão: agosto 2017 Indexação:

- Anotar os sinais vitais imediatamente antes da saída do setor e após o retorno ao setor;
- Conferir e assinar a maleta de transporte após o retorno do paciente.

Fisioterapeuta:

- Verificar a quantidade de oxigênio disponível no torpedão e assegurar que o mesmo é suficiente para todo o transporte;
- Ajustar o paciente ao ventilador de transporte, quando se encontra em ventilação mecânica;

3.TAREFAS CRÍTICAS

- Transferir o paciente para a maca de transporte;
- Comunicação adequada e sincronismo entre as equipes envolvidas.
- Comunicação entre os setores (UTI e local de realização do exame) para otimizar o procedimento e reduzir o tempo do transporte
- Manter a monitorização indicada pelo médico durante o procedimento;
- Garantir suporte ventilatório e estabilidade hemodinâmica adequados durante todo o período de transporte.
- Assegurar funcionamento do ventilador ou do AMBU, do torpedão de oxigênio e bombas de infusão;
- Disponibilizar material e medicamento de emergência/ urgência durante todo o transporte (anexo)

Elaborado por:

ELABORAÇÃO (desta versão)

Revisado por:

Aprovado por:





Hospital São Paulo
SPDM – Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina
Hospital Universitário da UNIFESP

Sistema de Gestão da Qualidade

PROTOCOLO: Transporte seguro

MACROPROCESSO: Assistência

PROCESSO GERAL: Atendimento Multiprofissional

PROCESSO ESPECÍFICO: Unidade de Terapia Intensiva Adulto

SUBPROCESSO (último nível): Unidade de Terapia Intensiva Adulto

DESCRIPTOR: Transporte seguro

Página: 3/4 Revisão: novembro 2022 Emissão: agosto 2017 Indexação:

4. ANEXOS

Materiais e medicamentos disponíveis na Maleta de Transporte

ITENS	QUANTIDADE
Cânula de Guedes número 3	01
Tubo Orotraqueal nº 7.5 e 8.0	01 cada
Fio guia para intubação	01
Laringoscópio	01
Lâmina de laringoscópio número 3 e 4	01 cada
Cadarco	01
Seringa de 10 ml	03
Seringa de 20 ml	03
Agulha 20 x 12	06
Agulha 30 x 7	01
Ielco número 18 e 20	01 cada
Equino macrogotas	01
Luva de toque	02
Sonda Aspiração número 12	01
Gaze estéril	01 pacote
Luvas de procedimento	06 pares
Etomidato 10 ml	01
Midazolam 10 ml	01
Fentanil 10 ml	01
Succinilcolina	01
Haldol 10 mg	01
Diazepam 10 mg	01
Sulfato de Magnésio 10%	02
Gluconato de Cálcio 10%	02
Amiodarona	04
Adrenalina	20
Atronia	09
SF 0.9% 250 ml	01
SF 0.9% 10 ml	10
Álcool 70%	01 almofada

ELABORAÇÃO (desta versão)

Elaborado por:

Revisado por:

Aprovado por:





Hospital São Paulo
SPDM – Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina
Hospital Universitário da UNIFESP

Sistema de Gestão da Qualidade

PROTOCOLO: Transporte seguro

MACROPROCESSO: Assistência

PROCESSO GERAL: Atendimento Multiprofissional

PROCESSO ESPECÍFICO: Unidade de Terapia Intensiva Adulto

SUBPROCESSO (último nível): Unidade de Terapia Intensiva Adulto

DESCRIPTOR: Transporte seguro

Página: 4/4 Revisão: novembro 2022 Emissão: agosto 2017

Indexação:

Elaborado por:

ELABORAÇÃO (desta versão)

Revisado por:

Aprovado por:

Escritório de Qualidade HSP – Formulário PROTOCOLO-1
Prof. Dra. Flávia Ribeiro Machado
Chefe do Setor de Terapia Intensiva
Disciplina de Anestesiologia, Dor e Medicina
Intensiva do Departamento de Cirurgia
Hospital São Paulo / UNIFESP